

Untergestell für Pipettenspüler



- Außenmasse L: 704 x B: 602 x H: 330 mm.
- Das Untergestell wird mit vier höhenverstellbaren Füßen geliefert, um eine optimale Bodenanpassung zu gewährleisten.
- Der integrierte Siffranschluss leitet Überlauf- bzw. Tropfwasser sicher aus der Wanne und verhindert damit die Bildung von Staunässe.
- Im Innenraum des Untergestells lässt sich die Zusatzpumpe für VE-Wasser bequem unterbringen.
- Um den Arbeitsablauf des Anwenders nicht zu behindern, wurde die Unterkonstruktion des Tisches etwas nach hinten versetzt. Hierbei wurde größter Wert auf einen ergonomischen Arbeitsablauf gelegt.
- Auf Kundenwunsch kann die Größe des Untergestells jederzeit variabel verändert werden.

Artikelnummer: 77000

