


Autoklavierboxen für Pipettenspitzen

Geeignet für gesteckte Spitzen des Tipac-Systems von Gilson und Eppendorf, gelb bis 200 µl und blau bis 1000 µl, sowie den Ökospitzen von Canberra und per Adapter auch für andere vorgesteckte Spitzentypen verwendbar.

Selbstverständlich können Sie lose Spitzen auch selbst stecken. Die Steribox ist jederzeit auch mit den entsprechenden Racks lieferbar.



Das wichtigste auf einen Blick

- ▶ Boxmaterial V2A-Edelstahl, korrosionsfrei, temperatur- und chemiebeständig
- ▶ gutes Handling durch Schiebedeckel
- ▶ Kontaminationen nach dem Sterilisieren sind ausgeschlossen
- ▶ extrem lange Standzeiten, keine Kunststoffteile
- ▶ zum Selbstbefüllen mit entsprechenden Racks aus V2A lieferbar
- ▶ benutzbar für Mehrkanalpipetten
- ▶ zwei verschiedene Größen: Innenmaße L x B x H 218 x 129 x 89 mm
 Innenmaße L x B x H 169 x 120 x 74 mm
- ▶ Sonderanfertigungen nach Ihren Wünschen sind jederzeit möglich
- ▶ auch geeignet zur Trocken- und Gassterilisation z.B. von medizinischen Ausrüstungen

Art. 87 100

Steribox - Autoklavierbox für Pipettenspitzen 218 x 129 x 89 mm ohne Einsatz

Art. 87 200

Steribox - Autoklavierbox für Pipettenspitzen 169 x 120 x 74 mm ohne Einsatz

Art. 87 300

Einsatz für Steribox

12 x 16 Plätze für Spitzen < 1 ml

10 x 15 Plätze für Spitzen = 1 ml

weitere Anordnungen auf Anfrage