

## Narkosegeräte und Zubehör im Einsatz



Narkosegerät mit Standardzubehör → Lieferumfang  
Hier wurde die Beatmungsmaske (Beutel) mit Hilfe des Kopfstückes und dem Maskenanschlussring angeschlossen.



Narkosegerät mit Atemmaske A (B) → Sonderzubehör  
Hier wurde die Atemmaske A dm.35 mm (auch als Größe B dm.54 mm erhältlich) angeschlossen. Der Zeitaufwand der Änderung beträgt wenige Sekunden.



Narkosegerät mit Anschlussset für Beatmungsbeutel inkl. Beatmungsbeutel Combibag  
→ Zusätzliches Beatmungsgerät

Hier wurde das Narkosegerät mit unserem Anschlussset mit Combibag angeschlossen.  
Bei intubierten Kleintieren kann eine Zwangsbeatmung ohne jegliches umstecken vorgenommen werden, wenn diese während einer OP nötig sein sollte.