



# Automatische Reinigungs – Sequenz für den : **Glas Pipetten Wäscher / Trockner MPS**

Das exklusive Hölzel MPS System ist einsetzbar für alle  
applikativen Anforderungen und Zertifizierungen



**Die Reinigungs-Sequenzen sind Temperatur- u. Zeitgesteuert. Sie erfüllen damit den Anspruch auf gleichbleibende Effektivität und Reproduzierbarkeit.**

**Bis zu 200 Pipetten werden mit der Spitze nach oben im 135 mm Ø Korb ohne Vorzugspositionierung platziert. Maximalgewicht für Korb u. Pipetten 4 kg. Die Dosiermenge beträgt ca. 15-20 ml und erfolgt aus einem 5000 ml Vorrat im Gerät.**

## H. Hölzel GmbH

Bahnhofstrasse 23, 85457 Hörlkofen bei Erding

Tel : 0 8122 – 9748 - 0, Fax: 0 8122 – 9748 - 21,

E-mail: [info@hoelzel-gewo.com](mailto:info@hoelzel-gewo.com), Homepage: [www.hoelzel-gewo.com](http://www.hoelzel-gewo.com)